



Teljesen nyitott szerkezet:

Ez megkönnyíti a felhasználók számára a modellek kiválasztását. A nagy artikulátorok szkennelését is megkönnyíti, megszüntetve a körülményes beállítások és konfigurálások szükségességét, ami jelentősen javítja a munka hatékonyságát.



Tökéletesebb részletgazdag megjelenítés:

5 megapixeles kamerával van felszerelve, amely realisztikusabbá teszi a modell adatait az adathatás jobb.



Újonnan frissített hardver és szoftver:

A korábbi termékekhez képest a jelenlegi szkennelési sebesség gyorsabb és... hatékonyabb.



Nagy pontosság és gyorsaság:

A nagy pontosság és a nagy sebesség tökéletes kombinációja teszi ezt a berendezést az iparág vezetőjévé.



Csendes szkennelés:

Ez az eszköz szinte zajtalan a szkennelési folyamat során, így valóban csendes szkennelést biztosít.



+86 137 9843 3969



info@denpark3d.com



denpark3d.com



Facebook: denpark tech



Intelligens digitális fogászati
megoldásszolgáltató



Műszaki paraméterek

Modell	Z9
Kamera felbontása	2*5.0MP
Pontosság	5 µm (ISO12836)
Teljes ívskennelési sebesség	13 másodperc
Teljes ívlenyomat-szkennelési sebesség	29-esek
Szkennelési terület	96 * 82 * 60 mm
Kimeneti formátum	STL, rétegelt lemez, OBJ
Fényforrás	Kék fény
Textúra szkennelés	Valódi színes szkennelés
Dimenzió	393 * 271 * 264 mm
Súly	6 kg
Tápegység	24 V egyenáram
Felület	USB 3.0
Artikulátor szkennelés	Dinamikus / statikus; támogatja az artikulátor áthelyezését

Olyan selymesen sima a szkennelés a Denparkkal