

IO S-C5

SCANNELJEN
KÖNNYEDÉN



INTRAORÁLIS SCANNER

- Páramentes funkció
- Magasabb képkocka sebesség

Kimagasló
precizitás és halk
scannelés

Nagyobb scannelési
felület és mélység

Könnyed design &
kábelmentes használat



TECHNICAL PARAMETERS

Cetegory	C5
Accuracy(ISO12836)	10µm
Scanning Depths	20 ~ 25mm
Scan area	Standard Tip: 16*15mm
	Mini tip: 12*10mm
Scanning frame	Up to 38 FPS
Light source	LED
Dimension(LxWxH)	245*40*38mm
Weight	200g
Output	STL、PLY、OBJ
Connector	USB 3.0
Power Input	12V DC

