



UP560

Többfunkciós fogászati szkenner

Intelligens kiegészítő szkennelés

Egyetlen gombnyomással hozzáadható a pontos és helyes szkennelés, nem kell keresgélni a furatokat és a szkennelési szögeket.

Ingyenes váltás

Egyetlen gombbal válthat a kívánt szkennelési lépésre, a hagyományos szkennelési folyamatok korlátai nélkül.

Több restaurációhoz is alkalmazható

Támogatja a héjak, lenyomatok, fogszabályozó modellek, RPD, fogpótlások nélküli modellek, implantátumok stb. szkennelését.

Nyílt rendszer – egyszerű és gyors, könnyen használható

1. Importálja és exportálja az STL fájlt szabadon.
2. Kimeneti formátum: STL, UM, PLY, OBJ.
3. Zökkenőmentes integráció harmadik féltől származó tervezőszoftvekkal, például az exocaddal, a 3shape-pel, a dentalwingsszel stb.

Virtuális artikulátor

Az állkapocsmozgás követése egyszerűen és gyorsan elvégezhető, csökkentve az utólagos beállítások idejét.





Többfunkciós szkennelési szakértő
fogászati laboratóriumok számára

Kettős 3 megapixeles, nagy képkockájú kamera, 360 fokos, holtteres szkennelés nélkül

1. Kettős, 3 megapixeles, nagy képkockájú kamerák használata sokkal tisztább képminőséget biztosít képalkotó technológia, újonnan frissített szoftveralgoritmus, gyorsabb szkennelési sebesség és jobb utófeldolgozás.
2. 360 fokos vakszögű szkennelés nélkül, szuper nagy rögzítés terület a fogszabályozási modellek, furnér keskeny réseinek szkenneléséhez és szegmentálatlan modellek stb.



Modell	UP560
Dimenzió	285x300x556 mm
Súly	10 kg
Kamerák	2x3 megapixeles
Pontosság	6 mikron
Projektor	Testreszabott kék fény, támogatja a többszínű szkennelést
Felület	USB 3.0
Kimeneti formátum	STL, UM, PLY, OBJ
Tápegység	AC110-240V, 50Hz
Tengely mennyiség	2
Textúra mód	Pontfelhő színezése
Szerkezet	Nyitott
Jellemző	Szegmentálatlan modellszkennelés
Szkennelési módszer	Érintésmentes kékfény-szkennelés

UP3D |

Web: www.tech4dent.hu E-mail:

info@tech4dent.com

Tel.: +36 30 983 3914

